


# ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ

для Государственного реестра

Подлежит публикации  
в открытой печати



## ОПИСАНИЕ

Принцип действия прибора ЭИП-IIт заключается в последовательном переводе пробы анализируемого порошка в аэрозольное состояние, электризации частиц, электростатической классификации заряженных частиц по дифференциальным фракциям и измерении совокупных зарядов фракций.

Конструктивно прибор выполнен из двух блоков: измерительного блока № 1 и блока обработки информации – блок № 2.

Блок № 1 осуществляет в автоматическом режиме перевод пробы анализируемого порошка в аэрозольное состояние, электризацию частиц (униполярную зарядку в поле коронного разряда), электростатическую классификацию (разделение заряженных частиц по семи дифференциальным фракциям), осаждение их на пластинах зарядно-емкостных датчиков, преобразование электрических зарядов, накопленных на датчиках в пропорциональные электрические сигналы и передачу их на блок № 2.

Блок № 2 выполняет аналоговую обработку сигналов, поступающих с датчиков блока № 1 по алгоритму определения процентного соотношения уровней сигналов по семи каналам с последующим преобразованием результата в цифровой код.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- диапазон размеров измеряемых частиц с диаметром эквивалентной сферы, мкм                          от 0,5 до 63
- количество измеряемых фракций, шт                          7
- границы фракций (по диаметрам частиц)  
в интегральном виде, мкм

I-я	от 0,5 до 63
2-я	от 0,5 до 40
3-я	от 0,5 до 20
4-я	от 0,5 до 10
5-я	от 0,5 до 5
6-я	от 0,5 до 2
7-я	от 0,5 до 1

- границы фракций (по диаметрам частиц)  
в дифференциальном виде, мкм

I-я	63-40
2-я	40-20
3-я	20-10

4-я	<b>20-5</b>
5-я	5-2
6-я	2-I
7-я	I-0,5
- диапазон измерения объемной (массовой) доли каждой фракции, %	от 0 до 100
- основная погрешность по каждой фракции, %	$\pm 10$
- случайная составляющая погрешности, %	$\pm 3$
- дополнительная погрешность влияющих величин, %	$\pm 5$
- масса пробы порошка для одного измерения, мг, не более	<b>70-100</b>
- влажность пробы порошка, % не более	3
- время анализа, мин., не более	3
- длительность непрерывной работы, ч не более	8
- перерыв в работе, ч. не менее	2
- потребляемая мощность, ВА, не более	180
- нормальные условия эксплуатации:	
напряжение питающей сети, В	$220 \pm 4,4$
частота сети, Гц	$50 \pm 1$
температура окружающей среды, °С	$20 \pm 5$
относительная влажность воздуха, %	30...80
атмосферное давление, МПа	0,08...0,1
массовая концентрация пыли в воздухе, мг/м <sup>3</sup> , не более	0,2

Прибор не создает радиопомех, превышающих нормы, установленные ГОСТ 23511 и сохраняет свою работоспособность при воздействии на него индивидуальных радиопомех, не превышающих указанные нормы.

#### Приложение 2

#### Рисунок 2

#### Рисунок 3

#### ЗНАК ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

Знак государственного реестра наносится травлением на пластинки, прикрепленные на лицевые стороны блоков, входящих в комплект прибора.

#### КОМПЛЕКТНОСТЬ

В состав комплекта прибора входит:

- измерительный блок № I

- I шт

- блок № 2 (блок обработки информации) - I шт
- шнур - I шт
- жгут - I шт

#### **Эксплуатационная документация**

- паспорт;
- методические указания по поверке (входит в паспорт);
- свидетельство о поверке;
- свидетельство на отраслевой стандартный образец (ОСО);

#### **Комплект инструмента и принадлежностей**

#### **ПОВЕРКА**

Прибор ЭИП-IIт имеет метрологическое обеспечение в виде:

- методики поверки (раздел 10 паспорта Б14.10.00.00.000 НС)
- рабочего эталона (образцовой установки) ЭИП-II-0
- стандартного образца ЭОСОРЧМ (порошок).

Межповерочный интервал - I год.

#### **НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ**


1. Технические условия Ту 4215- -11013320-94
2. Паспорт Б14.10.00.00.000 НС
3. ГОСТ Р 56135

#### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Комплект прибора для определения дисперсного состава породков ЭИП-IIт соответствует требованиям технических условий Ту 4215- -11013320-94 и может быть использован для измерения дисперсного состава порошкообразных материалов в диапазоне размеров частиц от 0,5 до 63 мкм в заводских лабораториях.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** Центр научного приборостроения, НПТ "Инвест-Ценаприс, Лтд"

Адрес: 445045, г. Тольятти, ул. Ярославская, 8



Директор НПТ  
"Инвест-Ценаприс, Лтд"

*Б. В. Сыченков*

Сыченков В.В.