



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

**US.C.31.001.A № 49408**

Срок действия до **29 декабря 2017 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

**Хроматографы газовые моделей 7890A, 7820A и 6850 Series II Network GC System**

ИЗГОТОВИТЕЛИ

**Фирма "Agilent Technologies", США;**

**Фирма "Agilent Technologies", Китай**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **52326-12**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

**МП-242-1388-2012**

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **1 год**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **29 декабря 2012 г. № 1246**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

Ф.В.Булыгин

"....." ..... 201 г.

Серия СИ

№ **008169**

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### Хроматографы газовые моделей 7890А, 7820А и 6850 Series II Network GC System

#### Назначение средства измерений

Хроматографы предназначены для измерения содержания компонентов, входящих в состав анализируемых проб веществ и материалов.

#### Описание средства измерений

Хроматографы газовые моделей 7890А, 7820А и 6850 Series II Network GC System представляют собой стационарные настольные лабораторные приборы.

Принцип действия хроматографов основан на разделении компонентов пробы при её прохождении в потоке газа-носителя через хроматографическую колонку и регистрации с помощью детектора аналитического сигнала от компонента с помощью детектора.

Хроматограф состоит из основного блока, включающего термостат с детекторами и колонками, блока ввода проб, блока контроля газовых потоков и внешнего компьютера.

На передней панели хроматографов имеется панель управления и дисплей.

В хроматографах могут быть использованы как насадочные, так и капиллярные колонки.

Детекторы, устанавливаемые в хроматографы (в зависимости от модели) указаны в таблице 1.

Таблица 1

Модель хроматографа	Тип детектора								
	ДТП	ПВД	ЭЗД	ТИД	ПФД	ППФД	ГИПВД	ХДС	ХДА
7890А	+	+	+	+	+	+	+	+	+
7820А	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6850 Series II Network GC System	+	+	+	—	+	+	+	—	—

- ДТП –детектор по теплопроводности;
- ПВД –пламенно-ионизационный детектор;
- ЭЗД –электронно-захватный детектор;
- ТИД- термоионный детектор;
- ПФД- пламенно-фотометрический детектор;
- ППФД-пульсирующий пламенно-фотометрический детектор
- ГИПВД- гелиевый ионизационный пульсирующего разряда детектор
- ХДС- хемилюминесцентный детектор для определения серы;
- ХДА- хемилюминесцентный детектор для определения азота.

Внешний вид хроматографов модели 7890А приведен на рисунке 1, модели 7820А – на рисунке 2, а модели 6850 Series II Network GC System – на рисунке 3.



Рис. 1. Внешний вид хроматографов модели 7890А



Рис.2. Внешний вид хроматографов модели 7820А





Рис.3. Внешний вид хроматографов модели 6850 Series II Network GC System

### Программное обеспечение

Хроматографы оснащены автономным ПО, которое управляет работой прибора и отображает, обрабатывает и хранит полученные данные.

Хроматографы могут оснащаться одним из следующих видов программного обеспечения:

«OpenLab CDS Chemstation Edition» с управляющим ядром OpenLabServerUtility.exe;

«OpenLab CDS EZChrom Edition» с управляющим ядром EZChromAutomation.exe;

Chemstation с управляющим ядром ChemMain.exe;

Chemstation с управляющим ядром HPCORE.exe

Таблица 1. Доступные варианты программного обеспечения.

Наименование программного обеспечения	Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии программного обеспечения	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма метрологически значимой части ПО)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
OpenLab CDS Chemstation Edition	OpenLab CDS Chemstation Edition	С.01.03 и выше	OpenLabServerUtility.exe 36f1d1ced07cd6b68271ee5069556be2	MD5
OpenLab CDS EZChrom Edition	OpenLab CDS EZchrom Edition	А.04.02 и выше	EZChromAutomation.exe 816c87078e182bbbd94f8d37ab6a6fc2	MD5
Chemstation	Chemstation	В.04.03 и выше	ChemMain.exe e169b57c62a5963c29759a216e5e4ec2	MD5
Chemstation	Chemstation	А.10.02 и выше	HPCORE.exe 7F01709459091DA674F629C240D89236	MD5

К метрологически значимой части ПО относятся управляющие ядра приведенных выше видов программного обеспечения. Метрологически значимая часть ПО выполняет следующие функции:

- § управление прибором;
- § настройка режимов работы прибора;
- § получение хроматограмм;
- § обработка и хранение результатов измерений

§ построение градуировочных графиков;

§ проведение диагностических проверок прибора и отдельных его блоков;

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню С по МИ 3286-2010. Влияние ПО на метрологические характеристики учтено при нормировании последних.

### Метрологические и технические характеристики

1 Предел детектирования и предельное допускаемое значение относительного изменения выходного сигнала за цикл измерений 48 часов (в зависимости от типа детектора):

Детектор	Уровень флуктуационных шумов нулевого сигнала, не более	Предел детектирования, не более	Контрольное вещество	Предельное допускаемое значение относительного изменения выходного сигнала за цикл измерений 48 часов (по площади пика), %
ДТП	$3,75 \cdot 10^{-6}$ В	$5 \cdot 10^{-10}$ г/см <sup>3</sup>	Гексадекан или гептан Пропан <sup>1</sup>	±5,0
ПИД	$1 \cdot 10^{-13}$ А	$5 \cdot 10^{-12}$ г/с	Гексадекан или гептан Пропан <sup>1</sup>	±5,0
ЭЗД	3 Гц	$1 \cdot 10^{-14}$ г/с	Линдан	±8,0
ТИД	$0,15 \cdot 10^{-12}$ А	$2 \cdot 10^{-12}$ г/с по фосфору	Метафос	±8,0
ПФД	$0,75 \cdot 10^{-9}$ А	$1 \cdot 10^{-12}$ г/с по фосфору $3 \cdot 10^{-11}$ г/с по сере	Метафос Сероводород <sup>1</sup>	±10,0
ППФД	$0,1 \cdot 10^{-3}$ В	$1 \cdot 10^{-12}$ г/с по сере $1 \cdot 10^{-13}$ г/с по фосфору	Метафос Сероводород <sup>1</sup>	±10,0
ГИПРД	$0,5 \cdot 10^{-3}$ В	100 млрд <sup>-1</sup> по метану	Метан	±10,0
ХДС	$0,5 \cdot 10^{-3}$ В	$5 \cdot 10^{-13}$ г по сере	Метафос Сероводород <sup>1</sup>	±10,0
ХДА	$0,5 \cdot 10^{-3}$ В	$3 \cdot 10^{-12}$ г/с по азоту	Метафос или нитробензол	±10,0

2 Относительного СКО выходного сигнала (в зависимости от детектора), %, не более:

Детектор	Автоматическое дозирование пробы			Ручное дозирование пробы		
	По времени удерживания	По высоте пика	По площади пика	По времени удерживания	По высоте пика	По площади пика
ДТП	0,2	3,0	3,0	0,3	4,0	4,0
ПИД	0,2	3,0	3,0	0,3	4,0	4,0
ЭЗД	0,3	4,0	4,0	0,4	5,0	6,0
ТИД	0,3	4,0	4,0	0,4	5,0	6,0
ПФД	0,3	5,0	6,0	0,4	6,0	8,0
ППФД	0,3	5,0	10,0	0,4	6,0	12,0
ГИПРД	0,3	5,0	6,0	-	-	-
ХДС	0,3	5,0	6,0	0,4	6,0	8,0
ХДА	0,3	5,0	6,0	0,4	6,0	8,0

<sup>1</sup> При вводе пробы с помощью газового крана или газоплотного шприца.

3. Диапазон температур термостата колонок:	
-модель 7890А	от (t° окружающего воздуха +4 °С) до 450 °С;
-модель 7820А	от (t° окружающего воздуха +8 °С) до 425 °С;
-модель 6850 Series II Network GC System	от (t° окружающего воздуха +5°С) до 350 °С;
4. Напряжение сетевого питания частотой 50±1 Гц, В	220 <sup>+22</sup> <sub>-33</sub>
5. Потребляемая мощность, В·А, не более:	
-модели 7890А и 7820А	2250
-модель 6850 Series II Network GC System	2000
6. Средний срок службы, лет	8
7. Нарботка на отказ, ч, не менее	5000
8. Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм, не более:	
-модель 7890А	490×560×510
-модель 7820А	490×560×510
-модель 6850 Series II Network GC System	490×283×568
9. Масса, кг, не более:	
-модель 7890А	49
-модель 7820А	50
-модель 6850 Series II Network GC System	29
10. Условия эксплуатации:	
-диапазон температур окружающего воздуха, °С	от 15 до 30
-диапазон относительной влажности окружающего воздуха (при 25 °С), %	не более 80
-диапазон атмосферного давления, кПа	от 84 до 106

### Знак утверждения типа

наносится на титульный лист руководства по эксплуатации методом компьютерной графики и на левую боковую панель корпуса хроматографа в виде наклейки.

### Комплектность средства измерений

Комплект поставки определяется заказом и отражается в спецификации.

Основной комплект включает:

- хроматограф;
- программное обеспечение;
- руководство по эксплуатации;
- методику поверки МП-242-1388-2012.

### Поверка

осуществляется по документу «МП-242-1388-2012. Хроматографы газовые моделей 7890А, 7820А и 6850 Series II Network GC System. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева" 25.10.2012 года.

Основные средства поверки: гексадекан ГСО 7289-96, паратион-метил (метафос) ГСО 7888-2001, гамма-ГХЦГ (линдан) ГСО 7889-2001, гептан нормальный эталонный по ГОСТ 25828-83, нитробензол МСО 0159:2000. Стандартные образцы – поверочные газовые смеси: ГСО 3971-87 (пропан/гелий), ГСО 6454-92 (сероводород/ метилмеркаптан/ этилмеркаптан/азот); ГСО 5853-91 (метан/гелий).

### Сведения о методиках (методах) измерений

Сведения приведены в документе «Хроматографы газовые моделей 7890А, 7820А и 6850 Series II Network GC System. Руководство по эксплуатации».

**Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к хроматографам газовым моделей 7890А, 7820А и 6850 Series II Network GC System.**

- 1 ГОСТ 26703-93 «Хроматографы аналитические газовые. Общие технические требования и методы испытаний»
- 2 ГОСТ Р 8.729-2010 «Хроматографы аналитические газовые лабораторные. Методика поверки».
- 3 Техническая документация фирмы-изготовителя.

**Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений**

при осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды и оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.

**Изготовители**

фирма «Agilent Technologies», США.

Адрес: Agilent Technologies, Inc.

2850 Centerville Road, Wilmington (Little Falls), Delaware 19808, USA.

Тел: +1 302 633-87-77.

фирма «Agilent Technologies», Китай

Адрес: Agilent Technologies Shanghai Co., Ltd.

No. 412 Ying Lun Road, Pu Dong Shanghai, 200131

PR China.

Тел: (8621) 3850-76-88. Факс: (8621) 5027-30-00

**Заявитель**

ООО «Аджилент Текнолоджиз», Россия.

Адрес: Россия, 115054, Москва, Космодамианская набережная, дом 52, строение 1.

Тел.: +7 495 797 39 00 Факс: +7 495 797 39 01.

**Испытательный центр**

ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», рег.№ 30001-10.

Адрес: 190005, Санкт-Петербург, Московский пр., 19, тел.: (812) 251-76-01,

факс: (812) 713-01-14, эл.почта: [info@vniim.ru](mailto:info@vniim.ru).

Заместитель

Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

Ф.В.Булыгин

МП. «\_\_»\_\_\_\_20 г.