


СОГЛАСОВАНО

Нач. Нижегородского ГЦИ СИ

И.И. Решетник



1998г.

Шприцы инъекционные многократного применения металлостеклянные с концентрическим расположением конуса с силиконовым кольцом на поршне объемом
1, 2, 5, 10, 20 см³

Внесены в Государственный реестр средств измерений

Регистрационный N

6248-98

Взамен N

6248-77

Выпускается согласно ТУ 64-1-863-80

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шприцы инъекционные многократного применения металлостеклянные с концентрическим расположением конуса с силиконовым кольцом на поршне объемом 1,2,5,10,20 см³ предназначены для введения лекарственных веществ, а также отсасывания различных жидкостей из организма.

Шприцы применяются в лечебных учреждениях системы здравоохранения.

ОПИСАНИЕ

Шприц состоит из взаимозаменяемых узлов: стеклянного цилиндра, снабженного шкалой, с припаянным металлическим наконечником, имеющим концентрически расположенный конус для герметической насадки инъекционной иглы, с обжатой головкой и металлического поршня с силиконовым кольцом.

В работе лекарство набирается (вытесняется) за счет разрежения (избыточного давления), возникающего при перемещении поршня.

Перед работой шприц в разобранном состоянии подвергается дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации.

Инъецируемая доза выставляется совмещением торца поршня с соответствующим делением шкалы цилиндра.

Число модификаций :

1. 1-1-10:100-A-Ск-Пг
2. 2-1-10:100-A-Ск-Эк
- 5-1-10:100-A-Ск-Эк
- 10-1-10:100-A-Ск-Эк
3. 20-1-10:100-A-Ск-От

Основные технические характеристики приведены в табл. 1 и 2
Таблица 1

Номинальный объем, см ³	Допускаемая погрешность объема, см ³	Цена деления, см ³	Габаритные размеры, мм		Масса, г
			Длина	Диаметр	
1	+0,05	0,1	92	15,3	26
2	+0,1	0,1	88	17,8	40
5	+0,2	0,5	111	21,6	60
10	+0,4	1,0	114	26,1	90
20	+0,8	2,0	133	31,2	143

Таблица 2

Номинальный объем, см ³	Допускаемая утечка воды, см ³	Нагрузка, Н (кгс)	Время проверки, с
1	не допуска- ется	14 (1,4)	10
2		22 (2,2)	10
5		32,5 (3,25)	10
10		48,5 (4,85)	10
20		60 (6,0)	10

Средний ресурс должен быть не менее 300 рабочих циклов.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Проставляется на этикетке по эксплуатации и на первичной упаковке шприцев типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят : шприц в собранном виде - 1 шт.;
иглы инъекционные по ГОСТ 25377 - 2 шт. ;
этикетка с инструкцией по эксплуатации и стерилизации - 1 экз..

ПОВЕРКА

Производится первичная поверка шприцев при выпуске их в обращение по техническим условиям и методике, утвержденной в установленном порядке.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


ТУ 64-1-863-90 ; ГОСТ 22967-90

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Шприцы должны соответствовать требованиям ТУ 64-1-863-90 и ГОСТ 22967-90.

Изготовитель : АО " МИЗ им.В.И.Ленина "
606 140, Нижегородская обл., г.Ворсма,
ул. Ленина, 86.

Главный конструктор



А.П.Кудрявцев